

PROCÉDURE DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE

SANS TESTEUR SPECIFIQUE

RESPIRATEUR RÉANIMATION	Périodicité de maintenance	1 mois
	Classe de criticité	Classe I
	Classe/Type électrique	Classe IIb /Type BF
Marque/Modèle : Numéro de série : Numéro Inventaire :	Date :	
Outils nécessaires: - Ballon test (poumon artificiel) - Circuit de test fermé - Circuit patient complet - Manomètre externe		
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE TEST	COMPTE-RENDU DE TEST	
Préparation Préliminaire	NA	OK Échoué Remarque
Nettoyage et désinfection : S'assurer que le ventilateur est propre et désinfecté selon le protocole en vigueur (prévention des infections nosocomiales).	☐	☐ ☐
Conditions initiales Placer l'appareil hors de portée des patients (hors utilisation clinique). Le ventilateur doit être hors tension et déconnecté du patient.	☐	☐ ☐
Installation Connecter l'oxygène puis brancher le ventilateur sur le secteur et vérifier qu'au moins une batterie est présente (pour tester ensuite la commutation sur batterie).	☐	☐ ☐
Inspection visuelle : Contrôler l'état extérieur de l'appareil : fixations sur le chariot, intégrité du boîtier, connecteurs, filtres et grilles de ventilation.	☐	☐ ☐
Étape du PRE-USE CHECK	NA	OK Échoué Remarque
1. Inspection interne (Internal)	☐	☐ ☐
2. Baromètre (Barometer)	☐	☐ ☐

3. Recherche de fuites internes (Internal leakage)	☐	☐ ☐
4. Turbine et alimentation en gaz (Turbine and Gas supply)	☐	☐ ☐
5. Transducteur de pression (Pressure transducer)	☐	☐ ☐
6. Soupape de sécurité (Safety valve)	☐	☐ ☐
7. Cellule d'oxygène (O ₂ cell)	☐	☐ ☐
8. Transducteur de débit (Flow transducer)	☐	☐ ☐
9. Batterie (Battery)	☐	☐ ☐
10. Circuit patient (Patient circuit)	☐	☐ ☐
11. État des alarmes (Alarm state)	☐	☐ ☐

Vérification Finale et Conclusion	Compte-rendu	Remarques
1. Vérification de l'écran de veille (Standby) : Confirmer que l'écran affiche "PRE-USE CHECK: Passed" et "PATIENT CIRCUIT TEST: Passed" avec la date et l'heure.	☐ OK / ☐ Échoué	
2. Statut Final de la maintenance :	☐ Conforme / ☐ Non Conforme	

COMMENTAIRES / RÉPARATIONS EFFECTUÉES / PIÈCES A CHANGER	
Major de service : Signature :	Nom de l'intervenant.e technique : Signature :