

GUIDE RAPIDE DE CALIBRATION

Objectif : Ce guide décrit les actions correctives pour restaurer la précision de l'appareil lorsque les contrôles de maintenance préventive (PMP) ont échoué.

Accès au Menu de Calibration :

1. Appuyer sur **Menu**.
2. Sélectionner **User Maintenance**.
3. Entrer le mot de passe : 4321
4. Sélectionner **System Calibration**



A. CALIBRATION DE LA PRÉCISION (Accuracy)

▶ Quand l'effectuer ?

- Uniquement si le test de **Contrôle de Débit (étape F.17)** a échoué.
- **Obligatoirement** lors de l'ajout d'une nouvelle marque de seringue (voir section C).

📋 Procédure :

1. Dans le menu "System Calibration", naviguer vers **Accuracy Calibration**.
2. Sélectionner la **marque** et la **taille** de la seringue à calibrer.
3. Installer une seringue (même vide) et démarrer la calibration.
4. Le système effectue les mesures et sauvegarde automatiquement les nouvelles données.



B. CALIBRATION DE LA PRESSION D'OCCLUSION

▶ Quand l'effectuer ?

- Uniquement si le test de l'**Alarme d'Occlusion (étape G.20)** a échoué.

📋 Procédure :

1. Dans le menu "System Calibration", naviguer vers **Pressure Calibration**.
2. Connecter la seringue à un **manomètre de précision** (circuit purgé de toute bulle d'air).
3. Suivre les instructions à l'écran pour calibrer les deux points :

- **Point 1** : Démarrer, attendre que le manomètre atteigne **40 kPa**, puis stopper et valider.



- **Point 2** : Redémarrer, attendre que le manomètre atteigne **120 kPa**, puis stopper et valider.



4. Le système calcule et sauvegarde les nouvelles constantes de pression.

